

# Fontiso

## Mini Massager

### Shima



<b>GB</b>	User Manual	1
<b>D</b>	Bedienungsanleitung	5
<b>E</b>	Manual del usuario	9
<b>I</b>	Manuale di istruzioni	13

## User Manual

### Thank you for choosing the Fontiso mini massager „Shima“.

The massager is used to loosen muscle tissue, increase muscle elasticity and flexibility, prevent muscle soreness and improve blood circulation.




**Follow the safety instructions and directions. Failure to follow the safety information and instructions may result in personal injury or damage to the equipment. Keep the safety notes and instructions for future reference.**

#### Package contents:

- Mini Massager
- Vertebral massage head
- Joint massage head
- Ball massage head
- General massage head
- USB Type-C™ cable
- Operating instructions

#### Overview:

1. Mini Massager
2. Massage head
3. ON/OFF button
4. Intensity LED indicator
5. Charging LED
6. Charging connector



#### Charge device

The massager gun is equipped with an internal lithium battery. Fully charge the battery before first use. Connect the USB Type-C™ connector of the cable to the charging port of the massager gun. Plug the USB-A side of the cable into a USB charger (min. 5.0V DC, 2.0A, 10 watts) and connect it to a power outlet.

The LED on the device will blink regularly, this indicates that the battery is charging. The LED will turn off when fully charged. When fully charged, disconnect the massager gun from the mains.

## Usage

Switch on the massage gun with the ON/OFF key. The gun starts in the first of four intensity levels. Keep pressing the ON/OFF key to cycle through the intensity levels. The unit will turn off when fourth level is reached and the ON/OFF key is pressed again. The LED indicator on the bottom of the massage gun shows the current intensity level.

Select an intensity level that is comfortable for you. Experiment with increasing the intensity once you get used to the device.

Apply the massager in 30- to 60-second intervals up to three times per treatment, taking breaks between intervals for best results. The direction of massage should be downward during treatment.

**Note: One treatment should not last longer than one hour.**

#### Massage heads

Different massage heads are needed for different parts of the body. To change the massage heads, pull the head out of the device and replace it with another one.

1. the U-shaped massage head is used for massaging the spine and neck area.
2. the large round foam head is used for massaging large muscle groups.
3. the small flat head is used for general massage and can be used for all muscles.
4. the small round head is used for precise massage.



#### Risk of injury!

**Do not use the massage gun on:**

- Open wounds
- Fresh scars
- Bone fractures and splinters
- Arterial diseases such as thrombosis
- Diseases and disorders related to bones such as osteoporosis
- Circulatory disorders
- Persons with pacemakers
- Pregnancy

**Safety advice:**

- Stop using the device immediately if you experience pain or discomfort.
- Use the device only on muscles. Do not use the device on fingers, bones, head or face as there is a risk of injury.
- Slight bruising after use is normal. If you experience severe bruising, discomfort or pain, stop using the device.
- Avoid using on areas with little or no muscle tissue.
- The device must not be used by children or persons with limited physical or mental abilities.
- Never open the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Unplug the device when it is not being charged.
- Do not close the ventilation hole on the back of the device. This may cause the device to overheat.
- Never use the product if it has visible damage.

No liability is accepted for any damage which may occur through improper operation.

If you require technical support, please contact our support team via email at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**Technical data:**

- Input voltage: DC 5V/2A
- Speed levels: 4
- Rotation speed: 2400~3200 rpm
- Volume: 50dB max.
- USB Type-C connector
- Battery type: Lithium. 2000 mAh
- Battery life: Approx. 3.5 hrs.
- Brushless motor
- Motor power: 25 watts
- Dimensions: 146 x 96 x 50 mm
- Weight: 500 g

**Registration and Safety****Certification/General Information**

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the EMV Directive 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

**Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Vielen Dank dass Sie sich für die Fontiso Mini-Massagegerät „Shima“ entschieden haben.

Das Massagegerät dient zur Lockerung des Muskelgewebes, Erhöhung der Muskelelastizität und Beweglichkeit, Vorbeugung von Muskelkater und Verbesserung der Durchblutung.




**Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Missachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen. Heben Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen als künftige Referenz auf.**

#### Verpackungsinhalt:

- Mini-Massagegerät
- Wirbel-Massagekopf
- Gelenk-Massagekopf
- Kugel-Massagekopf
- Allgemeiner Massagekopf
- USB Type-C™ Kabel
- Bedienungsanleitung

#### Übersicht:

1. Mini-Massagegerät
2. Massagekopf
3. EIN/AUS-Taste
4. LED Intensität
5. Lade-LED
6. Ladeanschluss



#### Gerät aufladen

Das Massagegerät ist mit einem internen Lithium-Akku ausgestattet. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie den USB Type-C™ Stecker des Kabels mit dem Ladeanschluss des Massagegerätes. Stecken Sie die USB-A-Seite des Kabels in ein USB Ladegerät (min. 5.0V DC, 2.0A, 10 Watt) und verbinden Sie es mit einer Netzsteckdose.

Die LED auf dem Gerät blinkt regelmäßig, dies zeigt an, dass der Akku geladen wird. Die LED erlischt nach vollständiger Aufladung. Trennen Sie nach vollständiger Aufladung das Massagegerät vom Stromnetz.

## Anwendung

Schalten Sie das Massagegerät mit der EIN/AUS-Taste ein. Das Gerät startet in der ersten von vier Intensitätsstufen. Drücken Sie immer wieder die EIN/AUS-Taste, um durch die Intensitätsstufen zu schalten. Das Gerät schaltet sich aus, wenn vierte Stufe erreicht ist und die EIN/AUS-Taste erneut gedrückt wird. Die LED-Anzeige auf der Unterseite des Massagegerätes zeigt die aktuelle Intensitätsstufe an. Wählen Sie eine für Sie angenehme Intensitätsstufe. Experimentieren Sie mit der Erhöhung der Intensität, sobald Sie sich an das Gerät gewöhnt haben.


Wenden Sie das Massagegerät in 30- bis 60-sekündigen Intervallen bis zu dreimal pro Behandlung an, wobei Sie zwischen den Intervallen Pausen machen sollten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Massagerichtung sollte bei der Behandlung nach unten gerichtet sein.

**Hinweis: Eine Behandlung sollte nicht länger als eine Stunde am Stück andauern.**

## Massageköpfe

Für verschiedene Körperteile werden unterschiedliche Massageköpfe benötigt. Ziehen Sie zum wechseln den Kopf aus dem Gerät und tauschen Sie ihn gegen einen anderen aus.

1. Der U-förmige Massagekopf wird für die Massage der Wirbelsäule und des Nackenbereichs verwendet.
2. Der große runde Schaumstoffkopf wird für die Massage großer Muskelgruppen verwendet.
3. Der kleine flache Kopf wird für die allgemeine Massage verwendet und kann für alle Muskeln verwendet werden.
4. Der kleine runde Kopf wird für präzise Massagen verwendet.





### Verletzungsgefahr!

#### Verwenden Sie das Massagegerät nicht bei:

- Offenen Wunden
- Frischen Narben
- Knochenbrüche und -absplitterungen
- Arterielle Erkrankungen wie Thrombose
- Erkrankungen und Störungen in Bezug auf die Knochen wie Osteoporose
- Durchblutungsstörungen
- Personen mit Herzschrittmacher
- Schwangerschaft

#### Sicherheitshinweise:

- Beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen haben.
- Verwenden Sie das Gerät nur an Muskeln. Verwenden Sie das Gerät nicht an Fingern, Knochen, Kopf oder Gesicht, da Verletzungsgefahr besteht.
- Leichte Prellungen nach der Anwendung sind normal. Wenn Sie starke Prellungen, Unbehagen oder Schmerzen verspüren, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.
- Vermeiden Sie die Anwendung an Stellen mit wenig oder gar keinem Muskelgewebe.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Entfernen Sie das Geräte vom Netz, wenn es nicht geladen wird.
- Schließen Sie nicht die Lüftungsöffnung auf der Rückseite des Geräts. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.
- Benutzen Sie nie das Produkt, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Technische Daten:

- Eingangsspannung: DC 5V/2A
- Geschwindigkeitsstufen: 4
- Rotationsgeschwindigkeit: 2400~3200 rpm
- Lautstärke: max. 50dB
- USB Type-C Anschluss

- Akkutyp: Lithium. 2000 mAh
- Akku-Laufzeit: Ca. 3,5 Std
- Bürstenloser Motor
- Motorleistung: 25 Watt
- Abmessungen: 146 x 96 x 50 mm
- Gewicht: 500 g

#### CE Erklärung:



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

#### Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

## Manual del usuario

### Gracias por escoger la pistola masajeadora «Shima» de Fontiso.

La pistola masajeadora se utiliza para soltar el tejido muscular, aumentar la elasticidad y la flexibilidad muscular, evitar la dolencia muscular y mejorar la circulación sanguínea.




**Seguir las instrucciones de seguridad. No seguir la información y las Sininstrucciones de seguridad podría provocar lesiones personales. So daños al equipo. Mantener las notas de seguridad y las Sininstrucciones para consultarlas en un futuro.**

#### Contenidos del paquete:

- Pistola masajeadora
- Cabezal de masaje vertebral
- Cabezal de masaje de articulaciones
- Cabezal de masaje de bola
- Cabezal de masaje general
- Cable USB tipo C™
- Instrucciones de funcionamiento

#### Resumen:

1. Pistola masajeadora
2. Cabezal de masaje
3. Botón de ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
4. Indicador LED de intensidad
5. LED de carga
6. Conector de carga



#### Dispositivo de carga

La pistola masajeadora está equipada con una batería interna de litio. Cargar completamente la batería antes del primer uso. Conectar el conector USB tipo C™ del cable al puerto de carga de la pistola masajeadora. Enchufar el lado USB-A del cable a un cargador USB (mín. 5,0 V de CC, 2,0 A, 10 W) y conectarlo a una toma de corriente. El LED del dispositivo parpadeará regularmente, lo que indica que la batería se está cargando. El LED se apagará cuando esté cargada por completo. Cuando esté cargada por completo, desconectar la pistola masajeadora de la corriente.

#### Uso

Encender la pistola masajeadora con el botón de ON/OFF. La pistola arranca en el primero de los cuatro niveles de intensidad. Mantener pulsado el botón de ON/OFF para cambiar los niveles de intensidad. La unidad se apagará cuando se llegue al cuarto nivel y se vuelva a pulsar el botón de ON/OFF. El indicador LED situado en la parte inferior de la pistola masajeadora muestra el nivel de intensidad actual. Seleccionar un nivel de intensidad que resulte cómodo. Experimentar subiendo la intensidad al acostumbrarse al dispositivo.

Aplicar el masajeador en intervalos de 30-60 segundos hasta tres veces por tratamiento, tomando descansos entre los intervalos para conseguir los mejores resultados. La dirección del masaje debe ser hacia abajo durante el tratamiento.

**Nota: un tratamiento no debería durar más de una hora.**

#### Cabezales de masaje

Los distintos cabezales de masaje son necesarios para las distintas partes del cuerpo. Para cambiar los cabezales de masaje, retirar el cabezal del dispositivo y sustituirlo con otro.

1. El cabezal con forma de U se utiliza para masajear la zona de la columna y el cuello.
2. El cabezal de espuma redondo y grande se usa para masajear los grupos musculares grandes.
3. El cabezal plano pequeño se usa para masajes generales y se puede usar para todos los músculos.
4. El cabezal redondo pequeño se usa para masajes precisos





### ¡Riesgo de lesión!

#### No utilizar la pistola masajeadora en:

- Heridas abiertas
- Cicatrices recientes
- Fracturas y fragmentos en los huesos
- Enfermedades arteriales, como la trombosis
- Enfermedades y trastornos relacionados con los huesos, como la osteoporosis
- Trastornos circulatorios
- Personas con marcapasos
- Embarazo

#### Consejo de seguridad:

- Dejar de usar el dispositivo inmediatamente si se sufre dolor o molestias.
- Utilizar el dispositivo solo en los músculos. No utilizar el dispositivo en los dedos, huesos, cabeza o cara, ya que hay riesgo de sufrir lesiones.
- Es normal que aparezcan ligeras contusiones después de su uso. Si se sufren moratones, molestias o dolores graves, dejar de usar el dispositivo.
- Evitar usarlo en zonas con poco o ningún tejido muscular.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas.
- No abrir nunca el dispositivo.
- No sumergir el dispositivo en agua y protegerlo de la humedad.
- Desenchufar el dispositivo cuando no se esté cargando.
- No cerrar el agujero de ventilación de la parte posterior del dispositivo. Esto puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente.
- No utilizar nunca el producto si tiene daños visibles.

No nos hacemos responsables de cualquier daño que pueda ocurrir debido a un funcionamiento incorrecto.

Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico enviando un correo electrónico a [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Datos técnicos:

- Voltaje de entrada: 5 V de CC/2 A
- Niveles de velocidad: 4
- Velocidad de rotación: 2400~3200 rpm
- Volumen: máx. de 50 dB
- Conector USB tipo C
- Tipo de batería: litio. 2000 mAh
- Vida de la batería: Aprox. 3,5 h

- Motor sin carbones
- Potencia del motor: 25 W
- Dimensiones: 146 x 96 x 50 mm
- Peso: 500 g



Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple con los requisitos fundamentales de la EMV 2014/30/EU.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

#### Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos.

Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países.

Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

## Manuale di istruzioni

### Grazie per aver scelto la pistola massaggiante Fontiso “Shima”.

La pistola massaggiante viene utilizzata per sciogliere il tessuto muscolare, aumentare l'elasticità e la flessibilità muscolare, prevenire i dolori muscolari e migliorare la circolazione sanguigna.




**Seguire le indicazioni e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle indicazioni e delle istruzioni di sicurezza può provocare lesioni alla persona o danni all'apparecchiatura. Conservare le note e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro.**

#### Contenuto della confezione:

- Pistola massaggiante;
- Testina per massaggio vertebrale;
- Testina per massaggio articolare;
- Testina massaggiante a sfera;
- Testina massaggiante generale;
- Cavo USB di tipo C™;
- Istruzioni per l'uso.

#### Panoramica:

1. Pistola massaggiante;
2. Testina massaggiante;
3. Pulsante ON/OFF;
4. Indicatore di intensità a LED;
5. LED di ricarica;
6. Connettore di ricarica.



#### Caricare il dispositivo

La pistola massaggiante è dotata di una batteria al litio interna. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Collegare il connettore USB di tipo C™ del cavo alla porta di ricarica della pistola massaggiante. Collegare il lato USB di tipo A del cavo a un caricabatterie USB (min. 5,0 V CC, 2,0 A, 10 watt) e collegarlo a una presa di corrente.

Il LED sul dispositivo lampeggerà regolarmente: questo indica che la batteria è fase di carica. Il LED si spegnerà quando sarà completamente carico. Quando è completamente carica, scollegare la pistola massaggiante dalla rete elettrica.

#### Utilizzo

Accendere la pistola massaggiante con il tasto ON/OFF. La pistola si avvia al primo dei quattro livelli di intensità. Continuare a premere il tasto ON/OFF per scorrere i livelli di intensità. L'unità si spegnerà quando si raggiunge il quarto livello e si preme nuovamente il tasto ON/OFF. L'indicatore a LED sul fondo della pistola massaggiante mostra il livello di intensità corrente.

Selezionare un livello di intensità che sia comodo. Provare ad aumentare l'intensità una volta che ci si è abituati al dispositivo.


Applicare il massaggiatore a intervalli di 30-60 secondi, fino a tre volte per trattamento, facendo pause tra gli intervalli per ottenere i migliori risultati. La direzione del massaggio dovrebbe essere rivolta verso il basso durante il trattamento.

**Nota: un trattamento non dovrebbe durare più di un'ora.**

#### Testine massaggianti

Sono necessarie diverse testine massaggianti per diverse parti del corpo. Per cambiare le testine massaggianti, estrarre la testina dal dispositivo e sostituirla con un'altra.

1. La testina massaggiante a forma di U viene utilizzata per massaggiare la zona della colonna vertebrale e del collo.
2. La grande testina rotonda in schiuma viene utilizzata per massaggiare grandi gruppi muscolari.
3. La piccola testina piatta viene utilizzata per un massaggio generale e può essere utilizzata per tutti i muscoli.
4. La piccola testina rotonda viene utilizzata per un massaggio di precisione.





### Rischio di infortunio!

#### Non utilizzare la pistola massaggiante su:

- Ferite aperte;
- Cicatrici fresche;
- Fratture e schegge ossee;
- Persone affette da malattie arteriose come la trombosi;
- Persone affette da malattie e disturbi legati alle ossa come l'osteoporosi;
- Disturbi circolatori;
- Persone con pacemaker;
- Donne in gravidanza.

### Consigli di sicurezza

- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo se si avverte dolore o fastidio.
- Utilizzare il dispositivo solo sui muscoli. Non utilizzare il dispositivo su dita, ossa, testa o viso poiché esiste il rischio di lesioni.
- Leggeri lividi dopo l'uso sono normali. Se si verificano gravi lividi, fastidio o dolore, interrompere l'uso del dispositivo.
- Evitare l'uso su aree con poco o nessun tessuto muscolare.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone con capacità fisiche o mentali limitate.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Scollegare il dispositivo quando non è in carica.
- Non chiudere il foro di ventilazione sul retro del dispositivo. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento del dispositivo.
- Non utilizzare mai il prodotto se vi è evidenza di danni visibili.

Non rispondiamo di danni derivanti da un utilizzo improprio.

Per richiedere assistenza tecnica, si prega di contattare il nostro team via email all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Dati tecnici

- Tensione in ingresso: 5V DC/2A
- Livelli di velocità: 4
- Velocità di rotazione: 2400~3200 rpm
- Rumore: 50 dB max.
- Connettore USB di tipo C
- Tipo di batteria: al litio da 2.000 mAh
- Durata della batteria: ca. 3,5 ore
- Motore brushless ("senza spazzole")

- Potenza motore: 25 watt
- Dimensioni: 146 x 96 x 50 mm
- Peso: 500 g



Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard.

È conforme ai requisiti fondamentali della EMV 2014/30/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo).

### Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

■ i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti

insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore.

I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.



For your notes



For your notes

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.  
Improvement and changes of the technical specifications and other data's could  
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontiso, by D-Parts GmbH  
Birkenweilher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany

V1 05\_21